

m-TGE 肉汤使用说明书

【货号】 CM1537

【用途】 用于滤膜法测定奶制品中的细菌总数。

【规格】 250g/瓶

【成分】 (g/L)

酪朊 10.0

牛肉粉 6.0

葡萄糖 2.0

【pH 值】

7.0±0.2 (25°C)

【原理】

酪朊和牛肉粉提供碳氮源、维生素和生长因子；葡萄糖为可发酵的糖类。

【用法】

称取 18.0g 于 1L 蒸馏水中，加热煮沸至完全溶解，分装，121°C 高压灭菌 15min 后备用。

注：根据培养基的实际用量，称取相应比例的干粉进行配制。

【质量控制】

质控菌株	接种量 (CFU)	方法	培养条件	生长情况
枯草芽孢杆菌 ATCC 6633	10-100	定性	36°C±1°C 24h±2h	生长良好
大肠埃希氏菌 ATCC 25922				生长良好
藤黄八叠球菌 ATCC 28001				生长良好

【保存】

干粉培养基密封保存于阴凉干燥处。

【产品资料下载】

质检报告和化学品安全技术说明书 (MSDS) 可登录陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>, 在“质检报告”和“MSDS”页面，输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的，不用于临床诊断或治疗。